



D A S U N T E R N E H M E N F Ü R Z A H N M E D I Z I N I S C H E G E R Ä T E



# Komponenten für Deckprothesen

## PREISLISTE 2024



**RHEIN83**

## KOMPONENTEN FÜR DECKPROTHESEN

OT Equator für Implantate .....	S. 3
OT Equator für Stege .....	S. 3
Seeger-Federring .....	S. 3
Kappen-Satz.....	S. 3
Satz Smart Box.....	S. 3
Vergießbarer OT Equator .....	S. 3
Ersatzteile OT Equator .....	S. 4
Zubehör OT Equator .....	S. 5
OT Equator Werkzeuge.....	S. 5
Einzelkugeln mit Gewinde.....	S. 6
Ersatzteile.....	S. 6
OT CAP .....	S. 6
Titananker für Deckprothesen.....	S. 7
Sonde zum Messen des Zahnfleischsaums .....	S. 7
Werkzeuge Sphero Flex - Sphero Block .....	S. 8
„Rotationssicherung“ mit Federeinsatz .....	S. 8
Anker der Serien OT Cap & OT Box - OT Strategy - OT Bar - OT Vertical - OT Tecno - Titan-Einzelkugel.....	S. 9
Anker der Serien OT Cap & OT Box - OT Strategy - OT Bar - OT Vertical - OT Unilateral - OT Equator.....	S. 10
OT Cap und OT Box Verbindungen .....	S. 11
OT Box Large .....	S. 11
OT Strategy Anker.....	S. 11
OT Bar Multiuse Anker .....	S. 11
OT Vertical Anker .....	S. 12
OT Unilateral .....	S. 12
OT Cap Tecno .....	S. 12
OT Lock.....	S. 12
Deckprothesen .....	S. 13
Ersatzteile OT Cap System .....	S. 15
OT Cap Sortiment im Set.....	S. 17
OT Cap Retentionskappen Sortiment.....	S. 17
OT Cap System Anker.....	S. 17
OT Cap Normo-Micro Werkzeuge.....	S. 18
Zubehör Normo Ø 2,5mm - Micro Ø 1,8mm und Ø 2,2mm .....	S. 18
OT Strategie Ersatzteile .....	S. 19
Ersatzteile für die Serie OT Bar Multiuse.....	S. 20
Ersatzteile für die Serie OT Vertical .....	S. 21
Ersatzteile für die Serie OT Reverse 3 Multiserver.....	S. 21
Ersatzteile für die Serie OT Lock.....	S. 22
Zubehör für OT Lock.....	S. 22
Reparaturkit für abgenutzte Kugeln.....	S. 22
Prothesenboxen .....	S. 23
Mini-Parallelometer .....	S. 23
OT-Hebel .....	S. 23
OT CEM.....	S. 24
Broken Screw Extractor Kit .....	S. 24

## OT EQUATOR FÜR IMPLANTATE



Ref. 130

### OT EQUATOR FÜR IMPLANTATE

#### SET INHALT

- 1 ABUTMENT DER SERIE OT EQUATOR AUS TITAN MIT TIN VERKLEIDUNG
- 1 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN
- 1 ROSA SCHUTZPLÄTTCHEN
- 4 SORTIERTE RETENTIONSAPPEN  
(1 GELBE EXTRA-SOFT, 1 ROSAFARBENE SOFT,  
1 WEISS-TRANSPARENTE STANDARDKAPPE, 1 VIOLETTE STARK)

CHF 136,00



Ref. 131

### SATZ OT EQUATOR FÜR IMPLANTATE MIT SMART BOX

#### SET INHALT

- 1 ABUTMENT DER SERIE OT EQUATOR AUS TITAN MIT TIN VERKLEIDUNG
- 1 SELBST AUSRICHTENDE KAPPENGEHÄUSE DER SERIE SMART BOX
- 1 SCHUTZPLÄTTCHEN
- 4 SORTIERTE RETENTIONSAPPEN  
(1 GELBE EXTRA-SOFT, 1 ROSAFARBENE SOFT,  
1 WEISS-TRANSPARENTE STANDARDKAPPE, 1 VIOLETTE STARK)

CHF 148,00



Ref. 030

- 1 ABUTMENT DER SERIE OT EQUATOR AUS TITAN MIT TIN VERKLEIDUNG

CHF 95,00

*DIE ANKER DER SERIE OT EQUATOR SIND FÜR DIE MEISTEN IMPLANTATE ERHÄLTICH. SIE KÖNNEN FÜR ALLE ARTEN VON IMPLANTATEN ERSTELLT WERDEN. BEI BESTELLUNGEN IMMER FOLGENDES ANGEBEN: DIE MARKE UND DEN DURCHMESSER DES IMPLANTATS, EINWACHSHÖHE. VERFÜGBAR BIS 7 mm*

## OT EQUATOR FÜR STEGE



Ref. 160EQB

### SATZ OT EQUATOR MIT GEWINDE UND HÜLSE ZUM EINKLEBEN

#### SET INHALT

- 2 EQUATOR MIT GEWINDE FÜR TITANHÜLSE (Gewinde 1,6 mm)
- 2 GEWINDEHÜLSEN (Gewinde 1,6 mm)
- 2 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN
- 2 PLATZHALTER AUS EDELSTAHL (für Gewindehülsen)
- 8 RETENTIONSAPPEN  
(2 GELBE EXTRA-SOFT, 2 ROSA SOFT, 2 WEISS-TRASPARENTE STANDARD,  
2 SCHWARZE FÜR LABORATORIEN)

CHF 148,00

## SEEGER-FEDERRING PASSIVE STEGVERBINDUNG ZWISCHEN IMPLANTATEN



Ref. 158ESA

### SATZ SEEGER-FEDERRINGE

#### SET INHALT

- 1 VERGIESSBARES ZYLINDERGEHÄUSE FÜR SEEGER
- 1 SICH SELBST ZIEHENDER SEEGER OT EQUATOR
- 1 TITANSCHRAUBE FÜR SICH SELBSTZIEHENDEN SEEGER

CHF 32,00

## KAPPEN-SATZ



Ref. 192ECE

### SATZ SORTIERTE KAPPEN

#### SET INHALT

- 1 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN
- 1 SCHWARZE LABORCAPPE
- 4 RETENTIONSAPPEN (1 GELBE EXTRA-SOFT, 1 ROSAFARBENE SOFT,  
1 WEISS-TRANSPARENTE STANDARD, 1 VIOLETTE STARK)
- 1 SCHUTZPLÄTTCHEN

CHF 45,00

## SATZ SMART BOX SELBSTAUSRICHTENDES GEHÄUSE FÜR OT EQUATORHOUSING



Ref. 335SBC

### SATZ SMART BOX

#### SET INHALT

- 1 GEHÄUSE DER SERIE SMART BOX MIT SCHWARZER POSITIONIERKAPPE
- 1 ROSAFARBENES SCHUTZPLÄTTCHEN
- 4 SORTIERTE RETENTIONSAPPEN  
(1 GELBE EXTRA-SOFT, 1 ROSAFARBENE SOFT, 1 WEISS-TRANSPARENTE  
STANDARDKAPPE, 1 VIOLETTE STARK)

CHF 53,00

## VERGIESSBARER OT EQUATOR



Ref. 092ECQ






















### VERGIESSBARE ELEMENTE DER SERIE OT EQUATOR

#### SET INHALT









- 2 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN
- 4 SORTIERTE RETENTIONSAPPEN  
(2 ROSA SOFT, 2 WEISS-TRANSPARENTE STANDARD)

CHF 59,00

## ERSATZTEILE OT EQUATOR

	<b>Ref. 140CEV</b>	• 4 RETENTIONS-KAPPEN - VIOLETT (STARK 2700 g)	<b>CHF 33,00</b>
	<b>Ref. 140CET</b>	• 4 RETENTIONS-KAPPEN - WEIS-TRANSPARENT (STANDARD 1800 g)	<b>CHF 33,00</b>
	<b>Ref. 140CER</b>	• 4 RETENTIONS-KAPPEN - ROSA (SOFT 1200 g)	<b>CHF 33,00</b>
	<b>Ref. 140CEG</b>	• 4 RETENTIONS-KAPPEN - GELB (EXTRA-SOFT 600g)	<b>CHF 33,00</b>
	<b>Ref. 140CEN</b>	• 4 SCHWARZE KAPPEN <i>(NUR FÜR DEN LABORGEBRAUCH)</i>	<b>CHF 17,00</b>
	<b>Ref. 140CEDR8</b>	• 4 ACQUAMARIN-FARBENE KAPPEN <i>(REDUZIERTER INNERER BOHRUNG FÜR KUGEL MIT Ø 2,2 MM) STARKE RETENTION 1300G</i>	<b>CHF 33,00</b>
	<b>Ref. 140CEADR8</b>	• 4 ORANGE-FARBENE KAPPEN <i>(REDUZIERTER INNERER BOHRUNG FÜR KUGEL MIT Ø 2,2 MM) (SEHR ELASTISCHE RETENTION 350G)</i>	<b>CHF 33,00</b>
	<b>Ref. 141CAE</b>	• 2 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN	<b>CHF 24,00</b>
	<b>Ref. 141CTE</b>	• 2 GEHÄUSE AUS TITAN FÜR KAPPEN	<b>CHF 33,00</b>
	<b>Ref. 330SBE</b>	• 1 GEHÄUSE DER SERIE SMART BOX <i>(MIT SCHWARZER POSITIONIERKAPPE)</i>	<b>CHF 30,00</b>
	<b>Ref. 335CSB</b>	• 4 SCHWARZE KAPPEN DER SERIE SMART BOX <i>(ZUR POSITIONIERUNG)</i>	<b>CHF 19,00</b>
	<b>Ref. 039SFE2</b>	• 1 GEWINDE EQUATOR 2 mm (STANDARDGEWINDE)	<b>CHF 30,00</b>
	<b>Ref. 339SFE</b>	• 1 EQUATOR GEWINDE 1,6 mm (FÜR TITANHÜLSE)	<b>CHF 30,00</b>
	<b>Ref. 239GSF</b>	• 1 GEWINDEHÜLSE AUS TITAN (GEWINDE 1,6 mm)	<b>CHF 29,00</b>
	<b>Ref. 339SSE</b>	• 1 PLATZHALTER FÜR HÜLSEN DER SERIE OT EQUATOR	<b>CHF 23,00</b>
	<b>Ref. 159VEA</b>	• 1 STÜCK ÄQUATOR-SEEGER <i>(FÜR SELBSTAUSZIEHBAREN PEEK-RING ODER TITAN-HEILRING)</i>	<b>CHF 30,00</b>
	<b>Ref. 158VAE</b>	• 1 TITANSCHRAUBE FÜR SICH SELBSTZIEHENDEN SEEGER	<b>CHF 18,00</b>
	<b>Ref. 158SAE</b>	• 1 SICH SELBST ZIEHENDER SEEGER DER SERIE OT EQUATOR	<b>CHF 18,00</b>
	<b>Ref. 158CCE</b>	• 1 VERGIESSBARER ZYLINDER H 2,5 mm (FÜR SEEGER)	<b>CHF 18,00</b>
	<b>Ref. 158CAE</b>	• 1 VERGIESSBARER ZYLINDER H 3,5 mm (FÜR SEEGER)	<b>CHF 18,00</b>
	<b>Ref. 151SS</b>	• 2 VERGIESSBARE PATRIZE DER SERIE „OT EQUATOR“	<b>CHF 24,00</b>

## ZUBEHÖR OT EQUATOR

	<b>Ref. 144TLE</b>	• 1 TITAN OT ÄQUATOR LANGER ABDRUCKPFOSTEN + LANGE SCHRAUBE AUS TITAN h11,5mm	<b>CHF 52,00</b>
	<b>Ref. 144TTE</b>	• 1 TRANSFER DER SERIE OT EQUATOR AUS TITAN + TITANSCHRAUBEN	<b>CHF 52,00</b>
	<b>Ref. 144MTE</b>	• 2 TRANSFER DER SERIE OT EQUATOR FÜR INDIVIDUELLES ABFORMLÖFFLE	<b>CHF 43,00</b>
	<b>Ref. 044CAIN</b>	• 2 TRANSFER DER SERIE OT EQUATOR - OT CAP NORMO FÜR PICK-UP-ABFORMUNG MIT AUSTAUSCHBARER KAPPE	<b>CHF 30,00</b>
	<b>Ref. 144AE</b>	• 2 ANALOGSTIFTE Ø 4mm FÜR DAS LABOR	<b>CHF 45,00</b>
	<b>Ref. AI502</b>	• 2 ANALOGSTIFTE Ø 5mm FÜR DAS LABOR	<b>CHF 45,00</b>
	<b>Ref. 144AVC4</b>	• 1 ANALOGSTIFT FÜR DAS LABOR MIT SCHRAUBE FÜR CAD/CAM Ø 4mm	<b>CHF 28,00</b>
	<b>Ref. 144AVC5</b>	• 1 ANALOGSTIFT FÜR DAS LABOR MIT SCHRAUBE FÜR CAD/CAM Ø 5mm	<b>CHF 28,00</b>
	<b>Ref. 161SCME</b>	• 4 STÜCK EQUATORABSTANDSHALTER FÜR GEHÄUSE	<b>CHF 31,00</b>

## OT EQUATOR WERKZEUGE

	<b>Ref. 74AC01</b>	• 1 PARALLELOMETER-SCHLÜSSEL NORMO	<b>CHF 26,00</b>
	<b>Ref. 774CHE</b>	• 1 VIERKANTSCHLÜSSEL + HALTER zum Aufschrauben des OT-EQUATOR (QUADRAT 1,25mm) (MIT DREHMOMENTRATSCHEN VERWENDBAR)	<b>CHF 50,00</b>
	<b>Ref. 774HC</b>	• 1 AUSTAUSCHBARER HALTER	<b>CHF 10,00</b>
	<b>Ref. 760CE</b>	• 1 VERBINDER FÜR WERKZEUGSCHAFT Ø 2,35mm FÜR HALTER AUSGELEGT (VIERKANT 1,25 mm)	<b>CHF 46,00</b>
	<b>Ref. 485IC</b>	• 1 EINSETZ-/ZIEHWERKZEUG FÜR KAPPEN (OT EQUATOR - NORMO - MICRO) (IN METALLGEHÄUSEN UND IM MUND DES PATIENTEN)	<b>CHF 46,00</b>
	<b>Ref. 185SIS</b>	• 1 GEBOGENER STEG ZUM EINSETZEN VON SEEGERN	<b>CHF 15,00</b>
	<b>Ref. 491EC</b>	• 1 RETENTIONSAPPENZIEHER MIT UNIVERSALGRIFF (MIT AUFNAHME)	<b>CHF 35,00</b>
	<b>Ref. 760CRD-US</b>	• 1 DREHMOMENTRATSCHEN FÜR OT EQUATOR E SPHEROBLOCK /FLEX: VON 15 BIS 35 NCM - MAX 50 NCM DREHMOMENT, EMPFOHLEN SIND 25 NCM	<b>CHF 283,00</b>

## EINZELKUGELN MIT GEWINDE UND HÜLSE ZUM EINKLEBEN DER GRÖSSEN NORMO - MICRO



**Ref. 139KSFN**

### KIT NORMO-KUGEL MIT GEWINDE + TiN ZUM EINKLEBEN

#### SET INHALT

- 2 EINZELKUGELN MIT GEWINDE AUS TITAN (SECHSECKIG 13 mm GEWINDE 1,6 mm Feingewinde)
- 2 GEWINDEHÜLSEN ZUM EINKLEBEN aus TITAN
- 2 PLATZHALTER FÜR HÜLSEN (Normo-Kugel) aus EDELSTAHL

**CHF 104,00**



**Ref. 139KSFM**

### KIT MICRO-KUGEL MIT GEWINDE + TiN zum EINKLEBEN

#### SET INHALT

- 2 EINZELKUGELN MIT GEWINDE AUS TITAN (SECHSECKIG 0,9 mm GEWINDE 1,6 mm Feingewinde)
- 2 GEWINDEHÜLSEN ZUM EINKLEBEN aus TITAN
- 2 PLATZHALTER FÜR HÜLSEN (Micro-Kugel) aus EDELSTAHL

**CHF 104,00**

## ERSATZTEILE



**Ref. 239SFN**

- 1 NORMO-EINZELKUGEL MIT GEWINDE + TiN SECHSECKIG 1,3 mm GEWINDE 1,6 mm FEINGEWINDE

**CHF 24,00**



**Ref. 239SFM**

- 1 MICRO-EINZELKUGEL MIT GEWINDE + TiN SECHSECKIG 0,9 mm GEWINDE 1,6 mm FEINGEWINDE

**CHF 24,00**



**Ref. 239GSF**

- 1 GEWINDEHÜLSEN ZUM EINKLEBEN FÜR NORMO UND MICRO - 1,6 mm FEINGEWINDE

**CHF 29,00**



**Ref. 239SSN**

- 1 PLATZHALTER FÜR HÜLSEN MIT NORMO-KUGEL

**CHF 12,00**



**Ref. 239SSM**

- 1 PLATZHALTER FÜR HÜLSEN MIT MICRO KUGEL

**CHF 12,00**



**Ref. 039SFN2**

- 1 EINZELKUGEL DER GRÖSSE NORMO MIT GEWINDE + TiN SECHSECKIG 1,3 mm GEWINDE 2,0 mm

**CHF 24,00**



**Ref. 039SFM2**

- 1 EINZELKUGEL DER GRÖSSE MICRO MIT GEWINDE + TiN SECHSECKIG 0,9 mm GEWINDE 2,0 mm

**CHF 24,00**



**Ref. 760CBR**

- 1 INBUSSCHLÜSSEL (für Einzelkugeln der Größe Normo mit Gewinde) SECHSECKIG 1,27 mm

**CHF 46,00**



**Ref. 772CSF**

- 1 INBUSSCHLÜSSEL (für Einzelkugeln der Größe Normo mit Gewinde) SECHSECKIG 0,9 mm

**CHF 46,00**

## OT CAP TRANSFER ZUM ABFORMEN



**Ref. 044CAIN**

- 2 TRANSFER OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2,5mm ZUM ABFORMEN MIT DER PICK-UP TECHNIK MIT AUSTAUSCHBARER KAPPE

**CHF 30,00**



**Ref. 044CAI22**

- 2 TRANSFER FÜR KUGELN Ø 2,25 mm ZUM ABFORMEN MIT DER PICK-UP TECHNIK MIT AUSTAUSCHBARER KAPPE

**CHF 30,00**



**Ref. 044CAIM**

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO Ø 1,8 mm ZUM ABFORMEN MIT DER PICK-UP TECHNIK MIT AUSTAUSCHBARER KAPPE

**CHF 30,00**

## TITANANKER FÜR DECKPROTHESEN

SPHERO FLEX - BLOCK SYSTEM

Ref. 109



### SPHERO FLEX MIT TIN-BESCHICHTUNG

#### SET INHALT

- 1 ABUTMENT AUS TITAN MIT KUGEL BEWEGLICHE, SELBSTAUSRICHTENDE KUGEL (Ø 2,5 mm)
- 3 KAPPEN (gelb - rosa - durchsichtig)
- 1 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN
- 1 SCHUTZPLÄTTCHEN
- 3 WINKELRINGE

CHF 122,00

Ref. 002



### SPHERO BLOCK NORMO MIT TIN-BESCHICHTUNG

#### SET INHALT

- 1 ABUTMENT AUS TITAN (KUGEL Ø 2,5 mm)
- 3 KAPPEN (gelb - rosa - durchsichtig)
- 1 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN
- 1 SCHUTZPLÄTTCHEN
- 3 WINKELRINGE

CHF 100,00

Ref. 003




### SPHERO BLOCK MICRO MIT TIN-BESCHICHTUNG

#### SET INHALT

- 1 ABUTMENT AUS TITAN (KUGEL Ø 1,8 mm)
- 3 KAPPEN (gelb - rosa - durchsichtig)
- 1 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN
- 1 SCHUTZPLÄTTCHEN
- 3 WINKELRINGE

CHF 100,00

DIE ANKER SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK UND OT REVERSE 3 SIND FÜR DIE MEISTEN ARTEN VON IMPLANTATEN ERHÄLTICH. AUF ANFRAGE KÖNNEN SIE FÜR ALLE ARTEN VON IMPLANTATEN GEBAUT WERDEN. BEI BESTELLUNGEN IMMER FOLGENDES ANGEBEN: DIE MARKE UND DEN DURCHMESSER DES IMPLANTATS, EINWACHSHÖHE: VERFÜGBAR BIS 7 mm



## SONDE ZUM MESSEN DES ZAHNFLEISCHSAUMS


FARBIGES MESSINSTRUMENT ZUM MESSEN DER KORREKTEN TRANSMUKOSALEN HÖHE DES TITANABUTMENTS

Ref. 008MBG



#### SET INHALT

- 1 SONDE MIT LEHRE
- 1 SONDE MIT FESTEM STAB
- 1 SILIKONRING-AUFSTECKHILFE
- 20 SILIKONRINGE



CHF 95,00

## WERKZEUGE SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK



**Ref. 771CEF**

- 1 SCHLÜSSEL FÜR SPHERO FLEX BLOCK (Normo und Micro) SECHSKANT 2,3 mm

**CHF 57,00**



**Ref. 760CBM**

- 1 VERBINDER FÜR WERKZEUGSCHAFT  $\varnothing$  2,35mm SECHSKANT 1,3 mm


**CHF 46,00**



**Ref. 760CRD-US**

- 1 DREHMOMENTRATSCHKE, REVERSIBEL  
Zum Anziehen von Sphero Block - Flex und OT Equator  
von 15 bis 35 Ncm - MAX 50 Ncm Drehmoment, empfohlen sind 25 Ncm

**CHF 283,00**



**Ref. 4851C**

- 1 EINSETZ-/ZIEHWERKZEUG FÜR KAPPEN (OT EQUATOR - NORMO - MICRO)  
(IN METALLGEHÄUSEN UND IM MUND DES PATIENTEN)

**CHF 46,00**



**Ref. 008MDS**

- 1 KUGELMESSGERÄT  
(ZUR PRÜFUNG DER DIAMETER DER KUGELBEFESTIGUNG: 1,6-1,8-2,2-2,5mm)

**CHF 42,00**



**Ref. 044CAIN**

- 2 TRANSFER DER SERIE OT EQUATOR - OT CAP NORMO  
FÜR PICK-UP-ABFORMUNG MIT AUSTAUSCHBARER KAPPE


**CHF 30,00**



**Ref. 044CAIM**

- 2 TRANSFER OT CAP MICRO  $\varnothing$  1,8 mm  
zum Abformen mit der Pick-up Technik mit austauschbarer Kappe

**CHF 30,00**



**Ref. 100AD**

- WINKELRINGE FÜR SPHERO FLEX - BLOCK SET INHALT
- 3 WINKELRINGE FÜR NEIGUNGEN VON 0° - 7° - 14°

**CHF 12,00**



**Ref. 044ABN**

### ANALOG ALS LABORBEDARF SPHERO FLEX-BLOCK NORMO SET INHALT

- 1 ANALOG ALS LABORBEDARF SPHERO FLEX-BLOCK
- 1 SCHWARZE LABORKAPPE DER GRÖSSE NORMO
- 3 WINKELRINGE FÜR NEIGUNGEN VON 0° - 7° - 14°

**CHF 22,00**



**Ref. 044ABM**

### ANALOG ALS LABORBEDARF SPHERO FLEX-BLOCK MICRO SET INHALT

- 1 ANALOG ALS LABORBEDARF SPHERO BLOCK MICRO
- 1 SCHWARZE LABORKAPPE DER GRÖSSE MICRO
- 3 WINKELRINGE FÜR NEIGUNGEN VON 0° - 7° - 14°

**CHF 22,00**

## „ROTATIONSSICHERUNG“ MIT FEDEREINSATZ


SPHERO FLEX - SPHERO BLOCK - OT REVERSE UND VERSCHIEDENE ABUTMENTS.  
DER ELASTISCHE DÜBEL IST NUR AUF ANFRAGE FÜR ALLE ABUTMENTS MIT EINER  
MINDESTGRÖSSE VON M 1,8 EINSETZBAR.

Sphero Flex - Sphero Block - OT Reverse Abutments, etc.

Aufpreis für  
die Dübelanwendung



ELASTISCHER DÜBEL



**CHF 24,00**



## ANKER DER SERIEN OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR - OT VERTICAL - OT TECNO - TITAN-EINZELKUGEL

MASTER-STARTERSET FÜR DAS LABOR



### SET INHALT

#### OT CAP - OT BOX SYSTEM:

- 16 vergießbare, sortierte Stifte (NORMAL- und Mikrogröße)
- 4 vergießbare Kugeln (NORMAL- und Mikrogröße)
- 2 Einzelkugeln aus Titan (NORMAL- und Mikrogröße)  
+ Kugelhalter + 2 Schiebesockel
- 4 vergießbare OT CAP-Stege (NORMAL- und Mikrogröße)
- 2 komplett vergießbare OT CAP TECNO-Stege (NORMAL und Mikrogröße)
- 4 vergießbare OT BOX CLASSIC Stege (Ober- und Unterteil)  
NORMAL- und Mikro-Größe
- 2 vergießbare OT BOX SPECIAL Stege (NORMAL- und Mikrogröße)
- 6 vergießbare OT BOX-Verbinder
- 4 vergießbare OT BOX MONO-Gehäuse (NORMAL- und Micro-Größe)
- 4 Positionierringe aus Kunststoff (NORMAL- und Mikrogröße)
- 16 OT CAP-Retentionskappen (NORMAL- und Micro-Größe)  
Transparent-Standard Retention - PINK weiche Retention  
GELB extra weiche Retention - GRÜN sehr elastische Retention
- 4 TITAN CAP Titankappen (NORMAL- und Mikrogröße)
- 4 BLACK CAPS- nur für den Laborgebrauch - (NORMAL- und Mikrogröße)

#### OT STRATEGIE:

- 4 verschiebbare Kugeln (2 normale und 2 hohe)
- 2 verschiebbare STEADY
- 6 verschließbare Kappen: 2 klare - 2 rosa - 2 gelbe für das Gehäuse
- 2 schwarze Kappen für Gehäuse nur für Laborzwecke
- 2 Edelstahl-Gehäuse
- 2 Positionierringe aus Kunststoff
- 6 Retentionskappen für die Dubliertechnik:  
TRANSPARENTE - Standard-Retention - PINK weiche Retention  
GELB - extra weiche Retention
- 2 schwarze Kappen für die Dubliertechnik nur für den Laborgebrauch
- 2 ANALOGEN für Gipsmodelle

#### OT BAR MULTIUSE:

- 2 vergießbare Stege
- 1 Zahnfleischverbinder
- 2 Positionierklemme A
- 2 Positionierungsklammern B
- 4 vergießbare Gehäuse
- 4 Klammern - 2 PINK - weiche Retention - 2 GELB mittlere Retention

#### OT VERTICAL:

- 2 vergießbare Stecker
- 2 vergießbare STEADY
- 4 Klammern - 2 WEISSE- Standardhalterung - 2 GRÜNE weiche Halterung
- 2 vergießbare Parallelometerschlüssel
- 2 Keramikstäbe

#### WERKZEUGE:

- 1 Kneifzange - 2 Reibahlen für Kappen (NORMAL und Mikrogröße)
- 1 Reibahle für OT STRATEGY-Kappen
- 2 Parallelometerschlüssel für OT CAP (NORMAL- und Mikrogröße)
- 1 Parallelometerschlüssel für OT STRATEGY-Größe
- 2 Parallelometerschlüssel für OT CAP TECNO (NORMAL- und Mikrogröße)
- 1 Parallelisierungsschlüssel für OT BAR MULTIUSE
- 1 Einsteckwerkzeug "multiuse" aus blauem Kunststoff  
(für Stahlwerkzeug und zum Einsetzen der Kappen in den Mund)
- 1 Werkzeug zum Einsetzen der OT CAP
- 1 OT STRATEGY Einsetzwerkzeug
- 1 OT BAR Clips Einsetzwerkzeug
- 1 OT VERTICAL Clips Einsetzwerkzeug

Ref. 005SKLUS

CHF 471,00

## ANKER DER SERIEN OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR - OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

PROMO-SET „BASIC“ FÜR DAS LABOR



### SET INHALT

#### OT CAP - OT BOX SYSTEM:

- 16 vergießbare, sortierte Stifte (NORMAL- und Mikrogröße)
- 8 vergießbare Kugeln (NORMAL- und Mikrogröße)
- 2 vergießbare OT CAP STEGE (NORMAL- und Mikrogröße)
- 2 vergießbare OT BOX CLASSIC STEGE (Ober- und Unterteil) in (NORMAL- und Mikrogröße)
- 2 vergießbare OT BOX SPECIAL-STEGE (NORMAL- und Mikrogröße)
- 6 vergießbare OT BOX-Verbinder
- 4 vergießbare OT BOX MONO-Gehäuse (NORMAL- und Mikrogröße)
- 8 Positionierringe aus Kunststoff (NORMAL- und Mikrogröße)
- 13 sortierte OT CAP Retentionskappen (NORMAL- und Mikrogröße)  
PINK weiche Retention - GELB extra weiche Retention
- 13 SCHWARZE KAPPEN - nur für den Laborgebrauch - (NORMAL- und Mikrogröße)
- 4 S/STAHL-Gehäuse (NORMAL- und Mikrogröße)

#### OT STRATEGIE:

- 4 vergießbare Kugeln (2 normale und 2 hohe)
- 2 vergießbare STEADY
- 2 rosa Haltekappen
- 2 Gehäuse aus S/Stahl
- 2 Positionierringe aus Kunststoff
- 3 Haltekappen für die Dubliertechnik:  
PINK weiche Retention - GELB extra weiche Retention
- 4 schwarze Kappen für die Dubliertechnik nur für den Laborgebrauch

#### OT EQUATOR:

- 2 einzelne Patritzen
- 2 Gehäuse aus rostfreiem Stahl
- 4 Retentionskappen (2 weich, 2 Standard)
- 2 schwarze Kappen zur Verarbeitung

#### OT UNILATERAL:

- 1 einseitig vergießbare Befestigung
- 1 UNI-BOX vergießbar
- 1 Kunststoffpositionierer in Mikrogröße
- 2 OT-Kappen in Mikrogröße: 1 rosa - 1 schwarze Verarbeitungshaube
- 2 OT-Strategie (für Dubliertechnik): 1 gelbe - 1 schwarze Verarbeitungskappe
- 1 Stecker

#### OT BAR MULTIUSE:

- 1 vergießbare Schiene
- 1 gengivaler Verbinder
- 4 Positionierklammern (A - B)
- 2 vergießbare Gehäuse
- 4 Klammern - 2 PINK - weiche Retention - 2 GELB mittlere Retention

#### OT VERTICAL:

- 2 vergießbare Patritzen
- 2 vergießbare STEADY
- 4 Klammern - 2 WEISSE- Standardhalterung - 2 GRÜNE weiche Halterung
- 2 vergießbare Parallelometerschlüssel
- 2 Keramikstäbe

#### WERKZEUGE:

- 1 Pinzette
- 1 Parallelometertasten für OT CAP NORMAL
- 1 Parallelisierungsschlüssel für OT CAP micro
- 1 Parallelometertaste für OT STRATEGY
- 1 Parallelisierungsschlüssel für OT BAR MULTIUSE
- 1 Blaues "Mehrzweck"-Einsteckwerkzeug aus Kunststoff für Stahlwerkzeug und zum Einsetzen der Kappen in den Mund)
- 1 OT CAP Einsteckwerkzeug
- 1 OT STRATEGY Einsteckwerkzeug
- 1 OT BAR Clips Einsteckwerkzeug
- 1 OT VERTICAL Clips Einsteckwerkzeug

Ref. 005SKLBUS

CHF 177,00

## OT CAP UND OT BOX VERBINDUNGEN



NORMAL  
Ref. 092CAN

MICRO  
Ref. 092CAM

### OT CAP NORMAL/MICRO

#### SET INHALT

- 4 VERGIESSBARE EINZELKUGELN
- 4 ROSAFARBENE RETENTIONS KAPPEN
- 4 EDELSTAHL-GEHÄUSE
- 4 POSITIONIERHILFEN AUS KUNSTSTOFF

CHF 58,00



NORMAL  
Ref. 196BCN

MICRO  
Ref. 197BCM

### OT CAP & OT BOX MONO OT CAP NORMAL/MICRO "SPARPACKUNG"

#### SET INHALT

- 1 VERGIESSBARER GERADER STEG
- 1 VERGIESSBARER, ABGEWINKELTER STEG
- 4 TRANSPARENTE RETENTIONS KAPPEN (Standard-Retention)

CHF 46,00



NORMAL  
Ref. 099BSN

MICRO  
Ref. 099BSM

### OT CAP & OT BOX MONO NORMAL/MICRO

#### SET INHALT

- 2 VERGIESSBARER GERADER STEG (1 GERADE + 1 ABGEWINKELT)
- 4 TRANSPARENTE RETENTIONS KAPPEN
- 4 VERGIESSBARE MONO-OT-BOXEN
- 4 POSITIONIERHILFEN AUS KUNSTSTOFF

CHF 76,00



NORMAL  
Ref. 058BSN

MICRO  
Ref. 058BSM

### OT BOX SPECIAL NORMAL/MICRO + VERBINDER

#### SET INHALT

- 2 STEGE VOM TYP OT BOX SPECIAL
- 4 POSITIONIERHILFEN AUS KUNSTSTOFF
- 4 VERBINDER

CHF 44,00



NORMAL  
Ref. 153BCN

MICRO  
Ref. 153BCM

### OT BOX CLASSIC NORMAL/MICRO + VERBINDER

#### SET INHALT

- 2 OBERKIEFERSTEGE
- 2 UNTERKIEFERSTEGE
- 4 POSITIONIERHILFEN AUS KUNSTSTOFF
- 4 VERBINDER

CHF 40,00

## OT BOX LARGE VERGIESSBARES GEHÄUSE, ÜBERDIMENSIONIERT FÜR DIE BEFESTIGUNG IM MUND



NORMAL  
Ref. 253BLN

MICRO  
Ref. 253BLM

### OT BOX LARGE GRÖSSE NORMO/MICRO + VERBINDER

#### SET INHALT

- 2 STEGE DER SERIE OT BOX LARGE
- 4 POSITIONIERHILFEN AUS KUNSTSTOFF
- 4 VERBINDER

CHF 40,00

## OT STRATEGY ANKER



Ref. 098SSS

### OT STRATEGY KAPPEN ZUM DOUBLIEREN

#### SET INHALT

- 4 VERGIESSBARE PATRIZEN DER SERIE OT STRATEGY (2 STANDARD- UND 2 LANGE PATRIZEN)
- 2 STEADY
- 4 RETENTIONS KAPPEN ZUM DOUBLIEREN (2x WEICHE, 2x STANDARD)

CHF 58,00



Ref. 098CAL

### OT STRATEGY KAPPEN FÜR EDELSTAHL-GEHÄUSETECHNIK

#### SET INHALT

- 4 PATRIZEN DER SERIE OT STRATEGY (2 STANDARD- UND 2 LANGE PATRIZEN)
- 4 RETENTIONS KAPPEN FÜR EDELSTAHLGEHÄUSE (2x WEICHE, 2x STANDARD)
- 4 EDELSTAHLGEHÄUSE
- 2 POSITIONIERHILFEN AUS KUNSTSTOFF
- 2 STEADY

CHF 70,00

## OT BAR MULTIUSE ANKER



Ref. 021OBM

### OT BAR MULTIUSE + VERBINDER

#### SET INHALT

- 2 VERGIESSBARE STEGE
- 4 POSITIONIERCLIPS VOM TYP A
- 4 POSITIONIERCLIPS VOM TYP B
- 4 VERGIESSBARE GEHÄUSE
- 4 ROSA RETENTIONSCLIPS
- 4 GELBE RETENTIONSCLIPS
- 4 ROTE RETENTIONSCLIPS
- 2 VERBINDER
- 1 ZAHNFLEISCHAUFLAGE

CHF 109,00

## OT VERTICAL ANKER



Ref. 071OBV

### OT VERTICAL

#### SET INHALT

- 4 VERGIESSBARE PATRIZEN
- 2 STEADY
- 4 WEISSE RETENTIONSCLIPS
- 2 GRÜNE RETENTIONSCLIPS
- 4 PARALLELOMETER-SCHLÜSSEL + VERGIESSBARER STIFT

CHF 59,00

## OT UNILATERAL EXTRA KORONALE AUFSÄTZE MIT KOMBINIERTER FUNKTION



Ref. 098UNL

### OT UNILATERAL + VERBINDER

#### SET INHALT

- 1 VERGIESSBARER ANKER MIT PASSENDEN KUGELN
- 1 VERGIESSBARE UNI-BOX
- 1 POSITIONIERHILFE DER GRÖSSE MICRO
- 1 MICRO-KAPPE ROSA
- 1 KAPPEN DER SERIE STRATEGY, GELB (zum Doublieren)
- 1 SCHWARZE LABORKAPPE DER GRÖSSE MICRO
- 1 SCHWARZE LABORKAPPE DER SERIE STRATEGY
- 1 VERBINDER

CHF 42,00



Ref. 156BCU

- 1 VERGIESSBARER ANKER MIT PASSENDEN KUGEL

CHF 15,00



Ref. 156CCU

- 1 VERGIESSBARE UNI-BOX

CHF 15,00

## OT CAP TECNO

NORMAL  
Ref. 093CTN

MICRO  
Ref. 093CTM



### OT CAP TECNO NORMAL/MICRO

#### SET INHALT

- 2 VERGIESSBARE, VORGEBOGENE VERLÄNGERUNGEN
- 2 EINZELKUGELN MIT GEWINDE AUS TITAN + TIN
- 2 TITANDICHTUNGEN ZUM VERKLEBEN
- 2 TRANSPARENTE KAPPEN DER GRÖSSEN NORMO/MICRO
- 2 ROSA KAPPEN DER GRÖSSEN NORMO/MICRO
- 2 GELBE KAPPEN DER GRÖSSEN NORMO/MICRO

CHF 109,00



Ref. 193BCA

- 2 VERGIESSBARE, VORGEBOGENE VERLÄNGERUNGEN

CHF 12,00

## OT LOCK RIEGEL MIT AUSTAUSCHBAREN MECHANISMEN



Ref. 880CLT

### OT LOCK SET TITANRIEGEL

#### SET INHALT

- 1 KOMPLETTER RIEGEL
- 1 POSITIONIERHILFE AUS MESSING
- 1 KERAMIKSTIFT

CHF 83,00



Ref. 880CLR

### OT LOCK SET MIT REGULIERBAREM RIEGEL AUS TITAN

#### SET INHALT

- 1 KOMPLETTER RIEGEL
- 1 POSITIONIERHILFE AUS MESSING MIT VERLÄNGERUNG
- 1 KERAMIKSTIFT
- 9 VERGIESSBARE ABSTANDSRINGE

CHF 83,00

## DECKPROTHESEN

### WURZELSTIFTE S.P.L. - COPING COVER PROMO SET FÜR DIE PRAXIS



**Ref. 011SPL**

#### SET INHALT

- 24 SORTIERTE VERGIESSBARE STIFTE DER GRÖSSE MICRO
- 40 SORTIERTE VERGIESSBARE STIFTE DER GRÖSSE NORMO
- 12 SORTIERTE STIFTE DER GRÖSSE MICRO AUS TITAN
- 12 SORTIERTE STIFTE DER GRÖSSE NORMO AUS TITAN
- 16 RETENTIONSAPPEN DER GRÖSSE NORMO (WEISS STANDARD-RETENTION - ROSA WEICHE RETENTION)
- 16 RETENTIONSAPPEN DER GRÖSSE MICRO (WEISS STANDARD-RETENTION - ROSA WEICHE RETENTION)
- 20 SCHUTZPLÄTTCHEN
- 2 EINSTELLWERKZEUG (1 NORMO + 1 MICRO)
- 1 UNIVERSAL-GRIFF AUS BLAUEM KUNSTSTOFF FÜR EINSETZHILFEN (für Einsetzhilfen aus Edelstahl und für Kappen im Mund)
- 1 EINSETZHILFE FÜR OT CAP NORMO/MICRO
- 4 EDELSTAHLGEHÄUSE GRÖSSE -NORMO
- 4 EDELSTAHLGEHÄUSE GRÖSSE MICRO
- 12 WINKELRINGE (grau 0° - grün 7 - rot 14°)
- 1 PINZETTE

**CHF 365,00**



ERHÄLTICH IN DEN LÄNGEN:  
10 - 9 - 7mm

**Ref. 333PEK7**

**Ref. 333PEK9**

**Ref. 333PEK10**

#### SET OT EQUATOR PIVOTS TITAN MIT TiN BESCHICHTUNG PIVOT MIT FLACHEM KOPFPROFIL

##### SET INHALT

- 2 PIVOT OT EQUATOR H 7-9-10 mm (der gleichen, ausgewählten Größe)
- 2 GEHÄUSE AUS TITAN FÜR ELOXIERTER KAPPEN DER FARBE FUCHSIE
- 2 GELBE EXTRA WEICHE KAPPEN
- 2 ROSAFARBENE WEICHE KAPPEN
- 2 DURCHSICHTIGE KAPPEN STANDARD
- 2 TRANSPARENTE SCHUTZPLÄTTCHEN

**CHF 100,00**



Lengths available:  
10 - 9 - 7mm

**Ref. 336PTE7**

**Ref. 336PTE9**

**Ref. 336PTE10**

#### OT EQUATOR PIVOTS TITAN MIT TiN BESCHICHTUNG PIVOT MIT FLACHEM KOPFPROFIL

##### SET INHALT

- 1 PIVOT OT EQUATOR H 7-9-10 mm (der gleichen, ausgewählten Größe)

**CHF 45,00**




Ref. 192ECE

## OT EQUATOR SATZ SORTIERTE KAPPEN

### SET INHALT

- 1 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN
- 1 SCHWARZE LABORKAPPE
- 4 RETENTIONSAPPEN (1 GELBE EXTRA-SOFT, 1 ROSAFARBENE SOFT, 1 WEISS-TRANSPARENTE STANDARD, 1 VIOLETTE STARK)
- 1 SCHUTZPLÄTTCHEN

CHF 45,00



Ref. 033PSF7R

Ref. 033PSF9R

Ref. 033PSF10R

## PIVOT FLEX MIT TIN-BESCHICHTUNG

### TITANWURZELSTIFT MIT BEWEGLICHER KUGEL DER GRÖSSE NORMO (Ø 2,5 mm)

#### SET INHALT

- 1 STIFT MIT BEWEGLICHER KUGEL AUS TITAN
- 1 EDELSTAHLGEHÄUSE DER GRÖSSE NORMO
- 2 ROSA KAPPEN DER GRÖSSE NORMO (WEICHE RETENTION)
- 1 SCHUTZPLÄTTCHEN
- 3 WINKELRINGE

CHF 57,00

Erhältlich in den Längen:  
10 - 9 - 7 mm  
NORMO-Kugel ø 2,5  
MICRO-Kugel ø 1,8



Ref. 036PTN7

Ref. 036PTN9

Ref. 036PTN10

## PIVOT BLOCK AUS TITAN Größe Normo

### SET INHALT

- 5 TITANSTIFTE, Kugel 2,5 mm

CHF 46,00

Ref. 036PTM7

Ref. 036PTM9

Ref. 036PTM10

## PIVOT BLOCK AUS TITAN Größe Micro

### SET INHALT

- 5 TITANSTIFTE, Kugel 1,8 mm

CHF 46,00

NORMAL

Ref. 192ACN

MICRO

Ref. 192ACM

## SET SORTIERTE KAPPEN OT CAP NORMAL/MICRO

### SET INHALT

- 1 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN
- 1 SCHWARZE LABORKAPPE
- 4 RETENTIONSAPPEN (1 GELB EXTRA-SOFT, 1 ROSA SOFT, 1 WEISS-TRANSPARENT STANDARD, 1 VIOLETT STARK)
- 1 SCHUTZPLÄTTCHEN

CHF 30,00



LUNGHEZZA STANDARD

Ref. 034PRK

## DECKPROTHESENSTIFTE FÜR WURZELN

### ERHÄLTICH IN EINER STANDARD GRÖSSE

#### SET INHALT

- 2 WURZELSTIFTE DER SERIE OT REVERSE/3 AUS TITAN + TIN
- 2 RETENTIONSAPPEN AUS TITAN + POLYAMID
- 2 KUNSTSTOFFWERKZEUG
- 2 EDELSTAHLGEHÄUSE
- 2 ROSA SCHUTZPLÄTTCHEN

CHF 142,00

Ø des Unterkugelbolzens  
2.2 1.8 1.7 1.4mm



Ref. 010PSP

## VERGIESSBARE STIFTE FÜR KANALABFORMUNGEN

### SET INHALT

- 20 VERGIESSBARE STIFTE DER GRÖSSE NORMO

ERHÄLTICH IN DEN LÄNGEN:  
14 - 12 - 10 - 9 - 7 mm

CHF 29,00



Ref. 012PSM

## VERGIESSBARE STIFTE FÜR KANALABFORMUNGEN

### SET INHALT

- 20 VERGIESSBARE STIFTE DER GRÖSSE MICRO

ERHÄLTICH IN DEN LÄNGEN:  
10 - 9 - 7 mm

CHF 31,00



Ref. A01MOG

## MOSER-FRÄSE ZUM BOHREN, FÜR STIFTE 7 - 9 - 10 MM

CHF 18,00



Ref. A03MOB

## MOSER-FRÄSE ZUM BOHREN, FÜR STIFTE 12 - 14 MM

CHF 18,00



Ref. 121FD

## OT REVERSE 3 DIAMANTFRÄSE FÜR WURZELN

CHF 30,00



Ref. 100AD

## WINKELRINGE FÜR SPHERO FLEX - BLOCK

- 3 WINKELRINGE FÜR NEIGUNGEN VON 0° - 7° - 14°

CHF 12,00



Ref. 485IC

- 1 EINSETZ-/ZIEHWERKZEUG FÜR KAPPEN (OT EQUATOR - NORMO - MICRO) (IN METALLGEHÄUSEN UND IM MUND DES PATIENTEN)










CHF 46,00

## ERSATZTEILE OT CAP SYSTEM NORMAL Ø 2,5 mm

	<b>Ref. 055SCN</b>	• 4 EINZELNE VERGIESSBARE KUGELN DER GRÖSSE NORMO	<b>CHF 23,00</b>
	<b>Ref. 151BAN</b>	• 2 VERGIESSBARE STEGWINKEL FÜR DIE GRÖSSE NORMO	<b>CHF 23,000</b>
	<b>Ref. 150BPN</b>	• 2 VERGIESSBARE GERADE STEGE DER GRÖSSE NORMO	<b>CHF 23,00</b>
	<b>Ref. 048CAN</b>	• 6 EXTRA RESILIENTE KAPPEN DER GRÖSSE NORMO, SILBER (ELASTISCH-GUMMIARTIG) - 350g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 048CON</b>	• 6 EXTRA RESILIENTE KAPPEN DER GRÖSSE NORMO, GOLD (LEICHT ELASTISCH) - 500g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 049PCN</b>	• 6 KAPPEN DER GRÖSSE NORMO, GRÜN (SEHR ELASTISCHE RETENTION) - 350g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 060CRN AY</b>	• 6 KAPPEN DER GRÖSSE NORMO, GELB (SEHR WEICHE RETENTION) - 500g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 040CRN SN</b>	• 6 KAPPEN DER GRÖSSE NORMO, ROSA (WEICHE RETENTION) - 900g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 040CRN</b>	• 6 KAPPEN DER GRÖSSE NORMO, WEISS-TRANSPARENT (STANDARD-RETENTION) - 1300g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 040TCN</b>	• 2 KAPPEN DER SERIE TITAN CAP, GRÖSSE NORMO	<b>CHF 43,00</b>
	<b>Ref. 043CLN</b>	• 6 SCHWARZE KAPPEN DER GRÖSSE NORMO (NUR FÜR DEN LABORGEBRAUCH)	<b>CHF 13,00</b>
	<b>Ref. 049PCNDR8</b>	• 6 ORANGE KAPPEN (SEHR ELASTISCHE RETENTION) (REDUZIERTE INNERE BOHRUNG FÜR KUGEL MIT Ø 2,25 mm) - 350g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 060CRNAYDR8</b>	• 6 GELBE KAPPEN DER GRÖSSE NORMO (EXTRA WEICHE RETENTION) (REDUZIERTE INNERE BOHRUNG FÜR KUGEL MIT Ø 2,25 mm) - 500g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref.040CRNSNDR8</b>	• 6 ROSA KAPPEN DER GRÖSSE NORMO (WEICHE RETENTION) (REDUZIERTE INNERE BOHRUNG FÜR KUGEL MIT Ø 2,25 mm) - 900g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 040CRNDR8</b>	• 6 ACQUAMARIN-FARBENE KAPPEN DER GRÖSSE NORMO (STARKE RETENTION) (REDUZIERTE INNERE BOHRUNG FÜR KUGEL MIT Ø 2,25 mm) - 1300g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 042AMN</b>	• 2 OT BOX MONO DER GRÖSSE NORMO (VERGIESSBARE GEHÄUSE FÜR KAPPEN)	<b>CHF 23,00</b>
	<b>Ref. 041CAN</b>	• 2 EDELSTAHLGEHÄUSE GRÖSSE NORMO	<b>CHF 22,00</b>
	<b>Ref. 041CTN</b>	• 2 GEHÄUSE AUS TITAN DER GRÖSSE NORMO FÜR ELOXIERTE KAPPEN, FUCHSIE	<b>CHF 32,00</b>
	<b>Ref. 101PPN</b>	• 2 POSITIONIERHILFEN FÜR NORMO AUS KUNSTSTOFF	<b>CHF 6,00</b>
	<b>Ref. 044PPN</b>	• 2 ANALOGSTIFTE DE GRÖSSE NORMO	<b>CHF 26,00</b>
	<b>Ref. 100SAN</b>	• 10 PLATZHALTER AUS ALUMINIUM FÜR STEGE DER SERIE OT CAP, GRÖSSE NORM	<b>CHF 9,00</b>

# DECKPROTHESEN

## ERSATZTEILE OT CAP SYSTEM MICRO Ø 1,8 mm

	<b>Ref. 055SCM</b>	• 4 EINZELNE VERGIESSBARE MICRO-KUGELN	<b>CHF 23,00</b>
	<b>Ref. 151BAM</b>	• 2 VERGIESSBARE ABGEWINKELTE STEGE DER GRÖSSE MICRO	<b>CHF 23,00</b>
	<b>Ref. 150BPM</b>	• 2 VERGIESSBARE GERADE STEGE DER GRÖSSE MICRO	<b>CHF 23,00</b>
	<b>Ref. 048CAM</b>	• 6 EXTRA RESILIENTE MICRO-KAPPEN, SILBER (ELASTISCH-GUMMIARTIG) - 200g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 048COM</b>	• 6 EXTRA RESILIENTE MICRO-KAPPEN, GOLD (LEICHT ELASTISCH) - 450g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 049PCM</b>	• 6 GRÜNE MICRO-KAPPEN (SEHR ELASTISCHE RETENTION) - 200g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 060CRM AY</b>	• 6 GELBE MICRO-KAPPEN (SEHR WEICHE RETENTION) - 450g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 040CRM SN</b>	• 6 ROSA MICRO-KAPPEN (WEICHE RETENTION) - 800g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 040CRM</b>	• 6 WEISS-TRANSPARENTE MICRO-KAPPEN (STANDARD-RETENTION) - 1100g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 040TCM</b>	• 2 TITAN CAP-KAPPEN DER GRÖSSE MICRO	<b>CHF 43,00</b>
	<b>Ref. 043CLM</b>	• 6 SCHWARZE MICRO-KAPPEN (NUR FÜR DEN LABORGEBRAUCH)	<b>CHF 13,00</b>
	<b>Ref. 049PCMDR8</b>	• 6 ORANGE-FARBENE MICRO-KAPPEN (SEHR ELASTISCHE RETENTION) (REDUZIERTE INNERE BOHRUNG FÜR KUGEL MIT Ø 1,6 mm) - 200g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 040CRMDR8</b>	• 6 AQUAMARIN-FARBENE MICRO-KAPPEN (STARKE RETENTION) (REDUZIERTE INNERE BOHRUNG FÜR KUGEL MIT Ø 1,6 mm) - 1100g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 042AMM</b>	• 2 OT BOX MONO MICRO (VERGIESSBARE GEHÄUSE FÜR KAPPEN)	<b>CHF 23,00</b>
	<b>Ref. 041CAM</b>	• 2 EDELSTAHLGEHÄUSE GRÖSSE MICRO	<b>CHF 22,00</b>
	<b>Ref. 041CTM</b>	• 2 GEHÄUSE AUS TITAN DER GRÖSSE MICRO FÜR ELOXIERTE KAPPEN, FUCHSIE	<b>CHF 32,00</b>
	<b>Ref. 101PPM</b>	• 2 ANALOGSTIFTE DER GRÖSSE MICRO	<b>CHF 6,00</b>
	<b>Ref. 044PPM</b>	• 2 PLATZHALTER AUS ALUMINIUM (FÜR STEGE DER SERIE OT-CAP MICRO)	<b>CHF 26,00</b>
	<b>Ref. 100SAM</b>	• 10 PLATZHALTER AUS ALUMINIUM (FÜR STEGE DER SERIE OT-CAP MICRO)	<b>CHF 9,00</b>



## OT CAP SORTIMENT IM SET



KIT NORMAL

Ref. 074KAN

KIT MICRO

Ref. 074KAN

### SET INHALT

- 8 ROSA KAPPEN - WEICHE RETENTION
- 8 DURCHSICHTIGE KAPPEN - STANDARD RETENTION
- 6 GELBE KAPPEN - EXTRA WEICHE RETENTION
- 6 GRÜNE TRANSPARENTE KAPPEN - HOCHELASTISCHE RETENTION
- 6 GOLDENE KAPPEN - SEHR RESILIENT
- 6 SILBERNE KAPPEN - SEHR RESILIENT
- 4 AQUAMARINFARBENE KAPPEN - STANDARD-RETENTION, ENGE INNENBOHRUNG
- 4 ORANGE KAPPEN - HOCHELASTISCHE RETENTION, ENGE INNENBOHRUNG
- 4 SCHWARZE KAPPEN - NUR FÜR LABORGEBRAUCH
- 2 KAPPEN DER SERIE TITAN CA

CHF 226,00



Ref. 074KNM

### SORTIMENT NORMO & MICRO

#### SET INHALT

- 4+4 ROSA KAPPEN - WEICHE RETENTION
- 4+4 DURCHSICHTIGE KAPPEN - STANDARD RETENTION
- 2+2 GELBE KAPPEN - EXTRA WEICHE RETENTION
- 3+3 GRÜNE TRANSPARENTE KAPPEN - HOCHELASTISCHE RETENTION
- 3+3 GOLDENE KAPPEN - SEHR RESILIENT
- 3+3 SILBERNE KAPPEN - SEHR RESILIENT
- 2+2 AQUAMARINFARBENE KAPPEN - STANDARD-RETENTION, ENGE INNENBOHRUNG
- 2+2 ORANGE KAPPEN - HOCHELASTISCHE RETENTION, ENGE INNENBOHRUNG
- 2+2 SCHWARZE LABORKAPPEN - NUR FÜR DEN LABORGEBRAUCH
- 1+1 KAPPE DER SERIE TITAN CAP

CHF 226,00

## OT CAP RETENTIONSAPPEN SORTIMENT



NORMAL

Ref. 064ACN

MICRO

Ref. 064ACM

### SORTIERTE KAPPEN DER SERIE OT CAP

#### NORMO SET

- 6 GRÜNE KAPPEN - SEHR ELASTISCHE RETENTION
- 6 GELBE KAPPEN - EXTRA WEICHE RETENTION
- 6 ROSA KAPPEN - WEICHE RETENTION
- 6 WEISSE KAPPEN - STANDARD-RETENTIO

CHF 112,00

## OT CAP SYSTEM ANKER



NORMAL

Ref. 038STN

### EINZELKUGELN DER SERIE FLEX AUS TITAN DER GRÖSSE NORMO + TiN

ZUM LASERSCHWEISSEN - ZUM KLEBEN

#### SET INHALT

- 2 EINZELKUGELN AUS TITAN
- 2 ROSA KAPPEN - WEICHE RETENTION
- 1 KUGELHALTER
- 2 VERGIESSBARE FÜHRUNGSPLATTEN

CHF 89,00



MICRO

Ref. 038STM

### EINZELKUGELN DER GRÖSSE NORMO/MICRO AUS TITAN











ZUM LASERSCHWEISSEN - ZUM KLEBEN

#### SET INHALT










- 2 EINZELKUGELN AUS TITAN
- 2 ROSA KAPPEN - WEICHE RETENTION
- 1 KUGELHALTER
- 2 VERGIESSBARE FÜHRUNGSPLATTEN

CHF 59,00


## OT CAP NORMO-MICRO WERKZEUGE

	<b>Ref. 485IC</b>	• 1 EINSETZ-/ZIEHWERKZEUG FÜR KAPPEN DER SERIE OT EQUATOR - OT CAP NORMO/MICRO (IN METALLGEHÄUSEN UND IM MUND DES PATIENTEN)	<b>CHF 46,00</b>
	<b>Ref. 74AC01</b>	• 1 PARALLELOMETER-SCHLÜSSEL FÜR NORMO/OT EQUATOR	<b>CHF 26,00</b>
	<b>Ref. 74AC02</b>	• 1 PARALLELOMETER-SCHLÜSSEL FÜR MICRO	<b>CHF 26,00</b>
	<b>Ref. 74AC03</b>	• 1 SCHLÜSSEL FÜR PARALLELOMETRO TECNO NORMO/MICRO <i>(NUR FÜR OT CAP TECNO)</i>	<b>CHF 26,00</b>
	<b>Ref. 491EC</b>	• 1 RETENTIONSAPPENZIEHER MIT UNIVERSALGRIFF (MIT AUFNAHME)	<b>CHF 35,00</b>
	<b>Ref. 008MDS</b>	• 1 SPHERE MESSLEHRE <i>(ZUM PRÜFEN DES KUGELAUFSATZES d IAMETER: 1,6-1,8-2,2-2,5 mm)</i>	<b>CHF 42,00</b>
	<b>Ref. 080RCN</b>	• 1 WERKZEUG ZUM EINSTELLEN DER RETENTION DER NORMO-KAPPEN	<b>CHF 26,00</b>
	<b>Ref. 080RCM</b>	• 1 WERKZEUG ZUM EINSTELLEN DER RETENTION DER MICRO-KAPPEN	<b>CHF 26,00</b>
	<b>Ref. 082ATN</b>	• 1 WERKZEUG ZUM KONTROLLIEREN DES HALTS DER NORMO-KAPPEN	<b>CHF 26,00</b>
	<b>Ref. 083ATM</b>	• 1 WERKZEUG ZUM KONTROLLIEREN DES HALTS DER MICRO-KAPPEN	<b>CHF 26,00</b>







## ZUBEHÖR NORMO Ø 2,5MM - MICRO Ø 1,8MM UND Ø 2,2MM

	<b>Ref. 155CC</b>	• 6 VERBINDER	<b>CHF 22,00</b>
	<b>Ref. 187CRS</b>	• 2 HOHLKUGELN VERFÜGBAR MIT DEN DURCHMESSERN 1,8 - 2,2 - 2,5 mm	<b>CHF 99,00</b>
	<b>Ref. 187CRE</b>	• 2 OT EQUATOR HOHLKUGELN	<b>CHF 99,00</b>
	<b>Ref. 189SRS</b>	• 2 MASSIVKUGELN VERFÜGBAR EINEM DURCHMESSER VON 1,8 mm	<b>CHF 95,00</b>
	<b>Ref. 100PD</b>	• 10 TRANSPARENTE SCHUTZPLÄTTCHEN, INNENDURCHMESSER 1,6 mm	<b>CHF 12,00</b>
	<b>Ref. 100PDR</b>	• 10 TRANSPARENTE SCHUTZPLÄTTCHEN, INNENDURCHMESSER 2,9 mm	<b>CHF 12,00</b>
	<b>Ref. 161SCMN</b> <small>NORMAL</small>	• 4 OT KAPPEN NORMAL ABSTANDSHALTER FÜR GEHÄUSE	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 161SCMM</b> <small>MICRO</small>		
	<b>Ref. 038GCS</b>	• 2 VERGIESSBARE FÜHRUNGSPLETTEN	<b>CHF 12,00</b>
	<b>Ref. 044PP22</b>	• 2 ANALOGSTIFTE FÜR KUGEL MIT Ø 2,2 mm	<b>CHF 26,00</b>











## OT STRATEGIE ERSATZTEILE

	<b>Ref. 154PCS</b>	• 4 VERGIESSBARE STANDARD-PATRIZEN DER SERIE STRATEGY	<b>CHF 23,00</b>
	<b>Ref. 054PLS</b>	• 4 VERGIESSBARE, LANGE PATRIZEN DER SERIE STRATEGY	<b>CHF 23,00</b>
	<b>Ref. 154STY</b>	• 2 VERGIESSBARE STEADYS DER SERIE OT STRATEGY	<b>CHF 11,00</b>
	<b>Ref. 047CSD AY</b>	• 4 GELBE KAPPEN DER SERIE STRATEGY ZUM DOUBLIEREN (EXTRA WEICHE RETENTION) - 500g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 047CSD SN</b>	• 4 ROSA KAPPEN DER SERIE STRATEGY ZUM DOUBLIEREN (WEICHE RETENTION) - 900g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 047CSD</b>	• 4 WEISSE KAPPEN DER SERIE STRATEGY ZUM DOUBLIEREN (STANDARD-RETENTION) - 1300g	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 047CLS</b>	• 4 SCHWARZE KAPPEN DER SERIE STRATEGY ZUM DOUBLIEREN (NUR FÜR DEN LABORGEBRAUCH)	<b>CHF 13,00</b>
	<b>Ref. 047CSDDR8</b>	• 4 AQUAMARINFARBENE KAPPEN STRATEGY ZUM DOUBLIEREN (REDUZIERTER INNENBOHRUNG FÜR MICRO-KUGELN MIT GERINGER GRÖSSE)	<b>CHF 31,00</b>
	<b>Ref. 045CSM AY</b>	• 4 GELBE KAPPEN DER SERIE STRATEGY FÜR GEHÄUSE (EXTRA WEICHE RETENTION) - 500 G (NUR MIT DEM STAHLGEHÄUSE ZU VERWENDEN)	<b>CHF 25,00</b>
	<b>Ref. 045CSM SN</b>	• 4 ROSAFARBENE KAPPEN DER SERIE STRATEGY FÜR GEHÄUSE (WEICHE RETENTION) - 900 G (NUR MIT DEM STAHLGEHÄUSE ZU VERWENDEN)	<b>CHF 25,00</b>
	<b>Ref. 045CSM</b>	• 4 WEISSE KAPPEN DER SERIE STRATEGY FÜR GEHÄUSE (STANDARD-RETENTION) - 1300 G (NUR MIT DEM STAHLGEHÄUSE ZU VERWENDEN)	<b>CHF 25,00</b>
	<b>Ref. 045CLS</b>	• 4 SCHWARZE KAPPEN DER SERIE STRATEGY FÜR GEHÄUSE (NUR FÜR DEN LABORGEBRAUCH)	<b>CHF 13,00</b>
	<b>Ref. 045CSMDR8</b>	• 4 AQUAMARINFARBENE KAPPEN DER SERIE STRATEGY FÜR GEHÄUSE (REDUZIERTER INNENBOHRUNG FÜR MICRO-KUGELN MIT GERINGER GRÖSSE)	<b>CHF 25,00</b>
	<b>Ref. 046CSM</b>	• 2 EDELSTAHLGEHÄUSE DER SERIE STRATEGY	<b>CHF 24,00</b>
	<b>Ref. 101OTS</b>	• 2 KUNSTSTOFF-POSITIONIERRINGE DER SERIE STRATEGY (ZUM SCHWEISSEN DES EDELSTAHLGEHÄUSES)	<b>CHF 6,00</b>

# DECKPROTHESEN

	<b>Ref. 047ACS</b>	AUSWAHL AN KAPPEN DER SERIE OT STRATEGY FÜR EDELSTAHLGEHÄUSE <b>SET INHALT</b> • 4 GELBE KAPPEN - EXTRA WEICHE RETENTION • 4 ROSA KAPPEN - WEICHE RETENTION • 4 WEISSE KAPPEN - STANDARD-RETENTION	<b>CHF 80,00</b>
	<b>Ref. 045ACS</b>	AUSWAHL AN KAPPEN DER SERIE OT STRATEGY FÜR EDELSTAHLGEHÄUSE <b>SET INHALT</b> • 4 GELBE KAPPEN - EXTRA WEICHE RETENTION • 4 ROSA KAPPEN - WEICHE RETENTION • 4 WEISSE KAPPEN - STANDARD-RETENTION	<b>CHF 65,00</b>
	<b>Ref. 044PPS</b>	• 2 ANALOGSTIFTE DER SERIE STRATEGY	<b>CHF 38,00</b>
	<b>Ref. 486ICS</b>	• 1 EINSETZ-/ZIEHWERKZEUG FÜR KAPPEN DER SERIE STRATEGY	<b>CHF 46,00</b>
	<b>Ref. 75AC04</b>	• 1 PARALLELOMETER-SCHLÜSSEL FÜR DIE SERIE STRATEGY	<b>CHF 26,00</b>
	<b>Ref. 081RCS</b>	• 1 WERKZEUG ZUM EINSTELLEN DER RETENTION DER KAPPEN DER SERIE STRATEGY	<b>CHF 26,00</b>










## ERSATZTEILE FÜR DIE SERIE OT BAR MULTIUSE

	<b>Ref. 022OBB</b>	• 2 VERGIESSBARE STEGE DER SERIE OT BAR MULTIUSE	<b>CHF 19,00</b>
	<b>Ref. 025CPB</b>	• 4 VERGIESSBARE GEHÄUSE DER SERIE OT BAR MULTIUSE	<b>CHF 22,00</b>
	<b>Ref. 023CPA</b>	• 4 POSITIONSCLIPS A FÜR DIE SERIE OT BAR MULTIUSE	<b>CHF 19,00</b>
	<b>Ref. 024CPB</b>	• 4 POSITIONSCLIPS B FÜR DIE SERIE OT BAR MULTIUSE	<b>CHF 19,00</b>
	<b>Ref. 027CRG</b>	• 4 GELBE CLIPS FÜR DIE SERIE OT BAR MULTIUSE MITTLERE RETENTION 1,8 kg	<b>CHF 22,00</b>
	<b>Ref. 026CRR</b>	• 4 ROSAFARBENE CLIPS FÜR DIE SERIE OT BAR MULTIUSE WEICHE RETENTION 1,2 kg	<b>CHF 22,00</b>
	<b>Ref. 027CRS</b>	• 4 ROTE CLIPS FÜR DIE SERIE OT BAR MULTIUSE EXTRA WEICHE RETENTION 0,6 kg	<b>CHF 22,00</b>
	<b>Ref. 022RGO</b>	• 3 VERGIESSBARE VERBINDUNGEN	<b>CHF 10,00</b>
	<b>Ref. 429IOBM</b>	• 1 EINSETZ-/ZIEHWERKZEUG FÜR CLIPS DER SERIE OT BAR MULTIUS	<b>CHF 46,00</b>
	<b>Ref. 028OCP</b>	• 1 PARALLELOMETER-SCHLÜSSEL FÜR DIE SERIE OT BAR MULTIUSE	<b>CHF 26,00</b>

## ERSATZTEILE FÜR DIE SERIE OT VERTICAL

	<b>Ref. 072MCV</b>	• 2 VERGIESSBARE PATRIZEN • 2 STECKSCHLÜSSEL	<b>CHF 26,00</b>
	<b>Ref. 072SCV</b>	• 2 VERGIESSBARE STEADYS DER SERIE OT VERTICAL	<b>CHF 9,00</b>
	<b>Ref. 072CBV</b>	• 4 WEISSE CLIPS (STANDARDHALTERUNG)	<b>CHF 24,00</b>
	<b>Ref. 072CVV</b>	• 4 GRÜNE CLIPS MIT WEICHR RETENTION	<b>CHF 24,00</b>
	<b>Ref. 472ICV</b>	• 1 EINSETZ-/ZIEHWERKZEUG FÜR CLIPS DER SERIE OT VERTICAL	<b>CHF 46,00</b>

## ERSATZTEILE FÜR DIE SERIE OT REVERSE 3 MULTISERVER

	<b>Ref. 120MR2</b>	• 2 RETENTIONSPATRIZEN AUS TITAN + POLYAMID (STANDARD-RETENTION)	<b>CHF 48,00</b>
	<b>Ref. 041CAM</b>	• 2 EDELSTAHLGEHÄUSE DER GRÖSSE MICRO	<b>CHF 22,00</b>
	<b>Ref. 121AAR</b>	• 2 ANALOGSTIFTE AUS STAHL FÜR IMPLANTATE	<b>CHF 59,00</b>
	<b>Ref. 121AM</b>	• 2 HANDWERKZEUGE	<b>CHF 10,00</b>
	<b>Ref. 121PR</b>	• 2 POSITIONIERHILFEN ZUM DUPLIZIEREN	<b>CHF 10,00</b>
	<b>Ref. 100PDR</b>	• 10 TRANSPARENTE SCHUTZPLÄTTCHEN, INNENDURCHMESSER 2,9 mm	<b>CHF 12,00</b>
	<b>Ref. 124IMR</b>	• 1 EINSETZHILFE AUS METALL FÜR PATRIZE DER SERIE OT REVERSE 3	<b>CHF 18,00</b>
	<b>Ref. 72CBR</b>	• 1 PARALLELOMETER-SCHLÜSSEL AUS EDELSTAHL FÜR DIE SERIE OT REVERSE 3 (FÜR VERGIESSBAREN STEG)	<b>CHF 36,00</b>
	<b>Ref. 72CFR</b>	• 1 PARALLELOMETER-SCHLÜSSEL AUS MESSING FÜR DIE SERIE OT REVERSE 3 (FÜR MATRIZE AUS TITAN)	<b>CHF 36,00</b>

## ERSATZTEILE FÜR DIE SERIE OT LOCK



**Ref. 882CS**

- 1 SCHIEBERIEGEL  
(NUR FÜR VERGIESSBAREN TITANRIEGEL)

**CHF 17,00**



**Ref. 882AF**

- 1 FEDERRING

**CHF 22,00**



**Ref. 882CB**

- 1 SCHLÜSSEL ZUM VERBLOCKEN

**CHF 24,00**



**Ref. 882CPT**

- 1 TITAN-FERTIGGEHÄUSE  
(NUR FÜR TITAN - VERSTELLBARER SICHERUNGSSTIFT AUS TITAN)

**CHF 23,00**



**Ref. 882PPC**

- 1 DURCHGANGSSTIFT AUS KERAMIK

**CHF 8,00**



**Ref. 882CLSCT**

- 1 LANGER EINSTELLBARER SCHLÜSSEL  
(NUR FÜR EINSTELLBAREN TITANRIEGEL)

**CHF 17,00**



**Ref. 882DCC**

- 9 VERGIESSBARE ABSTANDSRINGE  
(NUR FÜR EINSTELLBAREN TITANRIEGEL)

**CHF 19,00**

## ZUBEHÖR FÜR OT LOCK



**Ref. 882CG**

- 1 FÜHRUNGSKEGEL

**CHF 12,00**



**Ref. 882CAS**

- 1 SCHLÜSSEL ZUM ÖFFNEN DURCH SCHIEBEN

**CHF 18,00**

## REPARATURKIT FÜR ABGENUTZTE KUGELN



Ø VERFÜGBAR:  
1,8 - 2,25 - 2,5

**Ref. 087CRS**

### HOHLKUGELN FÜR DIE REKONSTRUKTION SET INHALT

- 2 HOHLKUGELN AUS TITAN MIT TIN-BESCHICHTUNG
- 2 ROSA KAPPEN (WEICHE RETENTION)
- 1 DURCHSICHTIGE EINSETZHILFE
- 1 KALIBRIERHILFE UND STRIP-HALTE

**CHF 118,00**



**Ref. 087CRE**

### OT EQUATOR-HOHLKUGEL FÜR DIE REKONSTRUKTION SET INHALT

- 2 OT EQUATOR-HOHLKUGELN AUS TITAN MIT TIN-BESCHICHTUNG
- 2 ROSA KAPPEN (WEICHE RETENTION)
- 1 DURCHSICHTIGE EINSETZHILFE
- 1 KALIBRIERHILFE UND STRIP-HALTER

**CHF 118,00**



**Ref. 089SRS**

### MASSIVE KUGEL FÜR DIE REKONSTRUKTION SET INHALT

- 2 HOHLKUGELN MIT Ø 1,8 AUS TITAN MIT TIN-BESCHICHTUNG
- 2 ROSA KAPPEN (WEICHE RETENTION)
- 2 SCHUTZPLÄTTCHEN
- 1 SCHLÜSSEL

**CHF 118,00**

## PROTHESENBOXEN



Ref. 0P6

### SET INHALT

- 6 BOXEN MIT VERSCHIEDENEN FARBEN: BLAU - HELLBLAU - WEISS  
DURCH ZUSAMMENSETZEN VERSCHIEDENER TEILE WERDEN  
6 UNTERSCHIEDLICHE GRÖSSEN MÖGLICH.

CHF 6,00




Ref. 100AS

- 30 SILIKONRINGE

CHF 10,00

## MINI-PARALLELOMETER



Ref. 00PB

- 1 **MINI-PARALLELOMETER**  
MIT MODELLHALTERUNG  
(FÜR LABORANWENDUNGEN, KURSE ETC.)

CHF 218,00

## OT-HEBEL

UNIVERSALHEBEL



Ref. 761OTL

- 2 **OT HEBEL**  
ZUM ENTFERNEN VON PROTHESEN UND ALIGNERN

CHF 18,00



Ref. BOL

### OT LEVER BOX

#### SET INHALT

- 6 OT HEBELVERPACKUNGEN
- 1 STÄNDER FÜR OT-HEBELVERPACKUNGEN



## OT CEM

KOMPOSIT-ZEMENT



Ref. OC

### SET INHALT

- 1 ZWEIKOMPONENTEN-SPRITZE mit 5 ml
- 10 SPITZE MIT MISCHFUNKTION

CHF 58,00



Ref. TOC

- 10 SPITZEN MIT MISCHFUNKTION

CHF 14,00

## BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT


DURCH ZUSAMMENSETZEN VERSCHIEDENER TEILE  
WERDEN 6 UNTERSCHIEDLICHE GRÖSSEN ERHALTEN  
KOMPOSIT-ZEMENT ZUM ZIEHEN VON GEBROCHENEN  
SCHRAUBEN AUS IMPLANTATEN



Ref. 680

### SET INHALT

- 1 REIBAHLE
- 1 SPEZIALFRÄSER
- 1 HANDZENTRIERER
- 1 ZIEHWERKZEUG



CHF 330,00

Ref. 680FS

- 1 SPEZIALFRÄSER

CHF 59,00

Ref. 680FA\*

- 1 REIBAHLE

CHF 59,00

\*Bitte Typ des Implantats und Durchmesser angeben

DIE KITS „OT REVERSE SYSTEM“, „OT KLASS“ UND „BROKEN SCREW EXTRACTOR (REF. 780) SIND VORRÄTIG.  
FÜR WEITERE INFORMATIONEN BITTEN WIR UM IHREN ANRUF.



**Scientific training**



*Different approaches to dentistry are proposed, from traditional techniques to the most advanced digital solutions.*


**Live courses**



*The surgical-prosthetic process in all its phases, an excellent tool to facilitate learning new protocols.*



**Research and Development**




*Innovation and research is developed with the collaboration of numerous universities, both Italian and foreign.*


**Academy Rhein83**



*Conferences, events and practical courses, welcoming professionals from all over the world for training in fixed and removable prosthetics.*



**View Rhein83 calendar courses**



**Consult the Rhein83's scientific literature**



**Watch Rhein83's clinic videos**



# RHEIN83

Via ZAGO, 10/ABC  
40128 - BOLOGNA (ITALY)

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396  
Fax (+39) 051 245238

Distributor

PRAXIS  
LABOR  
SERVICE  **FOLGER**

**Folger GmbH**

Zelgstrasse 2

8280 Kreuzlingen, Schweiz

Telefon: +41 (0) 71 672 58 68

Telefax: +41 (0) 71 672 58 70

E-Mail: [info@folger-gmbh.ch](mailto:info@folger-gmbh.ch)

Internet: [www.folger-gmbh.ch](http://www.folger-gmbh.ch)

