

OT EQUATOR ABUTMENT für DECKPROTHESEN

PREISLISTE/BESTELLMFORMULAR



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	EINZELPREIS	ANZAHL
PRAXISBEDARF			
	130 OT EQUATOR FÜR IMPLANTATE Divergenz-Ausgleich bis 30° SET INHALT <ul style="list-style-type: none"> • 1 ABUTMENT DER SERIE OT EQUATOR AUS TITAN MIT TiN VERKLEIDUNG • 1 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN • 1 ROSAFARBENE SCHUTZPLÄTTCHEN • 4 SORTIERTE RETENTIONSAPPEN (1 GELBE EXTRA-SOFT 600 g, 1 ROSAFARBENE SOFT 1200 g, 1 WEISS STANDARD 1800 g, 1 VIOLET STARK 2700 g) 	€ 115,00	Bitte Tabelle ausfüllen!
	131 OT EQUATOR FÜR IMPLANTATE Mit SMART BOX Divergenz-Ausgleich bis 50° SET INHALT <ul style="list-style-type: none"> • 1 ABUTMENT DER SERIE OT EQUATOR AUS TITAN MIT TiN VERKLEIDUNG • 1 SELBST AUSRICHTENDE KAPPENGEHÄUSE DER SERIE SMART BOX • 1 Rosafarbenes SCHUTZPLÄTTCHEN • 4 SORTIERTE RETENTIONSAPPEN (1 GELBE EXTRA-SOFT, 1 ROSAFARBENE SOFT 1200 g, 1 WEISS STANDARD 1800 g, 1 VIOLET STARK 2700 g) 	€ 125,00	Bitte Tabelle ausfüllen!
	30 OT EQUATOR Abutment Titan + TiN (Titannitrid)	€ 80,00	<input type="checkbox"/>

Anzahl	Implantat-hersteller	Typ Implantat	Außen-Durchmesser	Gingiva-höhe	ZWINGEND!

SATZ SORTIERTE KAPPEN
(Divergenz 30°)

SET INHALT

- 1 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN
- 1 SCHWARZE LABORKAPPE
- 4 SORTIERTE RETENTIONSAPPEN (1 GELBE EXTRA-SOFT, 1 ROSAFARBENE SOFT 1200 g, 1 WEISS STANDARD 1800 g, 1 VIOLET STARK 2700 g)

€ 38,00



192ECE

SATZ SORTIERTE KAPPEN SMART BOX
(Divergenz 50°)

SET INHALT

- 1 SELBST AUSRICHTENDE KAPPENGEHÄUSE DER SERIE SMART BOX
- 1 Rosafarbenes SCHUTZPLÄTTCHEN
- 4 SORTIERTE RETENTIONSAPPEN (1 GELBE EXTRA-SOFT, 1 ROSAFARBENE SOFT 1200 g, 1 WEISS STANDARD 1800 g, 1 VIOLET STARK 2700 g)

€ 45,00



335SBC

OT EQUATOR ABUTMENT für DECKPROTHESEN

PREISLISTE/BESTELLFORMULAR



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	EINZELPREIS	ANZAHL
 160EQB	OT EQUATOR FÜR STEGE SATZ OT EQUATOR MIT GEWINDE UND HÜLSE ZUM EINKLEBEN SET INHALT <ul style="list-style-type: none"> • 2 EQUATOR MIT GEWINDE FÜR TITANHÜLSE (Gewinde 1,6 mm) • 2 GEWINDEHÜLSEN (Gewinde 1,6 mm) • 2 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN • 2 PLATZHALTER AUS EDELSTAHL (für Gewindehülsen) • 8 RETENTIONSAPPEN (2 GELBE EXTRA-SOFT 600 g, 2 ROSA SOFT 1200 g, 2 WEISS STANDARD 1800 g, 2 SCHWARZE KAPPEN (Laborgebrauch)) 	€ 125,00	<input type="text"/>
 092ECQ	OT EQUATOR, VERGIESSBAR VERGIESSBARE ELEMENTE DER SERIE OT EQUATOR SET INHALT <ul style="list-style-type: none"> • 2 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN • 4 SORTIERTE RETENTIONSAPPEN (2 ROSA SOFT 1200 g, 2 WEISS STANDARD 1800 g) 	€ 50,00	<input type="text"/>
ERSATZTEILE			
 140CEV	• 4 RETENTIONSAPPEN - VIOLETT (STARK 2700 g)	€ 28,00	<input type="text"/>
 140CET	• 4 RETENTIONSAPPEN - WEISS-TRASPARENT (STANDARD 1800 g)	€ 28,00	<input type="text"/>
 140CER	• 4 RETENTIONSAPPEN - ROSA (SOFT 1200 g)	€ 28,00	<input type="text"/>
 140CEG	• 4 RETENTIONSAPPEN - GELB (EXTRA-SOFT 600g)	€ 28,00	<input type="text"/>
 141CAE	• 2 EDELSTAHLGEHÄUSE FÜR KAPPEN	€ 20,00	<input type="text"/>
 141CTE	• 2 GEHÄUSE AUS TITAN FÜR KAPPEN	€ 28,00	<input type="text"/>
 039SFE2	• 1 GEWINDE EQUATOR 2 mm (STANDARDGEWINDE)	€ 25,00	<input type="text"/>
 339SFE	• 1 EQUATOR GEWINDE 1,6 mm (FÜR TITANHÜLSE)	€ 25,00	<input type="text"/>

Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer/Versand, gültig ab 01.01.2024 bis auf Widerruf. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler etc. vorbehalten. Der Umtausch von sterilen Produkten ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe www.witt-dental.de. Weitere Angebote und Varianten aus unserem Produktportfolio erhalten Sie gerne auf Anfrage. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen von Reparaturaufträgen und Angeboten für Neugeräte finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen unter www.witt-dental.de/kontakt/datenschutz

OT EQUATOR ABUTMENT für DECKPROTHESEN

PREISLISTE/BESTELLFORMULAR



ARTIKEL-NR.	BEZEICHNUNG	EINZELPREIS	ANZAHL
LABORBEDARF			
 151SS	• 2 OT Equator, Halbkugel-Patrize vergießbar	€ 20,00	<input type="text"/>
 140CEN	• 4 Retentionskappe - schwarz - nur für den Laboreinsatz	€ 14,00	<input type="text"/>
 335CSB	• 4 Schwarze Kappen der Serie Smart Box (zur Positionierung)	€ 16,00	<input type="text"/>
ZUBEHÖR			
 044CAIN	• 2 Transfer der Serie OT Equator – OT Cap Normo für Pick-up-Abformung mit austauschbarer Kappe	€ 25,00	<input type="text"/>
 144AE	• 2 Analogstifte Ø 4mm für das Labor	€ 38,00	<input type="text"/>
WERKZEUGE			
 774CHE	• 1 VIERKANTSCHLÜSSEL + HALTER zum Aufschrauben des OT-EQUATOR (QUADRAT 1, 25mm) (MIT DREHMOMENTRATSCHKE VERWENDBAR)	€ 42,00	<input type="text"/>
 760CRD-US	• 1 DREHMOMENTRATSCHKE FÜR OT EQUATOR E SPHEROBLOCK /FLEX: VON 15 BIS 35 NCM - MAX 50 NCM DREHMOMENT, EMPFOHLEN SIND 25 NCM	€ 240,00	<input type="text"/>
 485IC	• 1 EINSETZ-/ZIEHWERKZEUG FÜR KAPPEN (OT EQUATOR - NORMO/ MICRO) (IN METALLGEHÄUSEN UND IM MUND DES PATIENTEN)	€ 39,00	<input type="text"/>
 774HC	FÜR HALTER AUSGELEGT (VIERKANT 1,25 mm)	€ 8,00	<input type="text"/>
 760CE	• 1 VERBINDER FÜR Werkzeugschaft Ø 2,35mm FÜR HALTER AUSGELEGT (VIERKANT 1,25 mm)	€ 39,00	<input type="text"/>

BESTELLER

Datum:	Praxis:
Ansprechpartner:	
Kunden-Nr.:	

Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer/Versand, gültig ab 01.01.2024 bis auf Widerruf. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler etc. vorbehalten. Der Umtausch von sterilen Produkten ist ausgeschlossen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, siehe www.witt-dental.de. Weitere Angebote und Varianten aus unserem Produktportfolio erhalten Sie gerne auf Anfrage. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im Rahmen von Reparaturaufträgen und Angeboten für Neugeräte finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen unter www.witt-dental.de/kontakt/datenschutz